

Bürger

Einstiegsmodell ergänzt Separatoren-Familie

Pressschneckenseparator Bioselect RC 25 ist mobil oder stationär einsatzbereit



13

.

© *Börger*

Den Bioselect RC 25 gibt es in verschiedenen Ausführungen. Er kann mobil oder stationär eingesetzt werden.

Boerger ergänzt sein Produktangebot um den Bioselect RC 25. Der in vier Baugrößen erhältliche Pressschneckenseparator kann mobil oder stationär eingesetzt werden. Mit der sogenannten Multi Disc Technologie kann der Trockensubstanz-Gehalt in der festen Phase stufenlos bis zu 38 Prozent eingestellt werden. Die Multi Disc sorgt zudem für einen durchbruchsaicheren Betrieb der Anlage.

www.boerger.de